



Argon UltraStream™ Chroniczne Cewniki do Dializ

Sterylny, jednorazowy użyciu

Argon UltraStream™ Chroniczne Cewniki do Dializ

UltraStream Cewnik Długo (cm)	UltraStream OD (Fr)	Opis	Karton/Pudełko zawiera (szt.)	Kod Produktu
ARGON ULTRASTREAM™ ZESTAWEM Z KOSZULK TYPU PEEL-AWAY Z CEWNIKIEM				
24cm	15.5Fr	UltraStream™ Zestaw z koszulk Peel-Away	5	32401524
28cm	15.5Fr	UltraStream™ Zestaw z koszulk Peel-Away	5	32401528
32cm	15.5Fr	UltraStream™ Zestaw z koszulk Peel-Away	5	32401532
36cm	15.5Fr	UltraStream™ Zestaw z koszulk Peel-Away	5	32401536
40cm	15.5Fr	UltraStream™ Zestaw z koszulk Peel-Away	5	32401540
ARGON ULTRASTREAM™ ZESTAWEM STANDARDOWYM Z CEWNIKIEM				
24cm	15.5Fr	UltraStream™ Zestaw Standardowy	5	32101524
28cm	15.5Fr	UltraStream™ Zestaw Standardowy	5	32101528
32cm	15.5Fr	UltraStream™ Zestaw Standardowy	5	32101532
36cm	15.5Fr	UltraStream™ Zestaw Standardowy	5	32101536
40cm	15.5Fr	UltraStream™ Zestaw Standardowy	5	32101540
ARGON ULTRASTREAM™ ZESTAW WYMIENNY Z CEWNIKIEM				
24cm	15.5Fr	UltraStream™ Zestaw wymienny	1 karton 5 szt	32001524
28cm	15.5Fr	UltraStream™ Zestaw wymienny	1 karton 5 szt	32001528
32cm	15.5Fr	UltraStream™ Zestaw wymienny	1 karton 5 szt	32001532
36cm	15.5Fr	UltraStream™ Zestaw wymienny	1 karton 5 szt	32001536
40cm	15.5Fr	UltraStream™ Zestaw wymienny	1 karton 5 szt	32001540

Argon UltraStream™ chroniczne cewniki przeznaczone do hemodializ i aferezy.

Argon UltraStream™ opatentowana konstrukcja z dwoma niezależnymi światłami tniczymi zapewnia przepływ 500ml/min i pozwala na prowadzenie dializy ograniczonej do jednego światła tniczego. Podwójne światło tnicze ogranicza również powstania niedrogości tzw. „side walling”. Unikalna, zmodyfikowana konstrukcja bezprzewodowej końcówki pozwala na atraumatyczną implantację technik „over-the-wire” zarówno za pierwszym razem jak i przy wymianie bez konieczności zastosowania koszulki „Peel-Away”. Krótsza długość pomiędzy światłami distalnymi pozwala na dokładniejszą lokalizację końcówki przy jednoczesnej zerowej recyrkulacji podczas normalnego przepływu. Odporny na zagięcia cewnik z Carbothane® zapewnia wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny Carbothane® jest radioceniujący jak również jest odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodiny. Wytrzymałe konektory typu Luer z nadrukowanymi wartościami przepływów posiadają ergonomiczną konstrukcję odporną na wielokrotne rozłączanie jak również są kompatybilne z szerokim spektrumem rodków czyszczących co redukuje ryzyko powstania infekcji.

Opis

Argon UltraStream™ Zestaw z cewnikiem do dializ zawiera:

Argon UltraStream™ 15.5Fr cewnik, elastyczny usztywniacz, 16Fr dilator naczyniowy, skalpel #11, 18G x 2.75" igła wprowadzająca, urządzenie do tunelowania, 2 x bezigłowe porty, 2 x opatrunki klejone, g. bka., (zalecana prowadnica w rozmiarze: 0.035" lub 0.038" x 120 cm - minimalna długość).

Argon UltraStream™ Zestaw z cewnikiem z koszulką Peel-Away zawiera:

Argon UltraStream™ 15.5Fr cewnik, 16Fr koszulka Peel-Away, elastyczny usztywniacz, 16Fr dilator naczyniowy, 0.038" x 80cm prowadnica, #11 skalpel, 18G x 2.75" igła wprowadzająca, urządzenie do tunelowania, 2 x bezigłowe porty, 2 x opatrunki klejone, g. bka.

Argon UltraStream™ Zestaw wymienny z cewnikiem zawiera:

Argon UltraStream™ 15.5Fr cewnik, elastyczny usztywniacz, 2 x bezigłowe porty.

Bez Lateksu, certyfikat CE

Klasa medyczna III zgodnie z Europejską dyrektywą dot. urządzeń medycznych 93/42/EEC ze zmianami 2007/47/EC
Okres przydatności: 2 lata

Sposób sterylizacji: tlenek etylenu

Carbothane® jest znakiem zastrzeżonym przez Lubrizol Corporation